



Patient (Aufkleber)	
Name	
Geburtsdatum	
Strasse, Hausnr	
PLZ, Wohnort	
PIZ	

MEDIZINISCHE KLINIK Abteilung Innere Medizin II
Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Drs. h.c. H. E. Blum

Infektiologie

zertifiziert als Zentrum Klinische Infektiologie DGI 2004-2009

Infektionslabor A-Trakt
Labor 050, EG, Medizinische Klinik
Hugstetter Strasse 55, D-79106 Freiburg
☎ 0761/ 270-3524 oder -3599
Fax 0761/ 270-3599
E-mail: winfried.kern@uniklinik-freiburg.de

Einsender	
Name (Stempel)	Piepser
	Fax
Station	Tel.
Probenentnahme:	Datum:
! wichtig !	Uhrzeit:
	Unterschrift:

Klinische Angaben (<i>bitte unbedingt ausfüllen!!!</i>)		
<input type="checkbox"/> Anamn. Z.n.Tuberkulose	<input type="checkbox"/> Z.n. BCG-Impfung	<input type="checkbox"/> Pneumonie
<input type="checkbox"/> Klin. V.a. Tuberkulose	<input type="checkbox"/> Kortikoid-Therapie	<input type="checkbox"/> Immundefekt
<input type="checkbox"/> Radiol. V.a. Tuberkulose	<input type="checkbox"/> Immunsupp. Therapie	<input type="checkbox"/> Rheumatische Erkrankung
<input type="checkbox"/> Tuberkulin-Hauttest pos.	<input type="checkbox"/> Z.n. KM-/Stammzell-Tx	<input type="checkbox"/> CED
<input type="checkbox"/> Tuberkulin-Hauttest neg.	<input type="checkbox"/> Z.n. Organ-Tx	
<input type="checkbox"/> Weitere Angaben (z.B. HIV-Infektion):		

Eingesandtes Material (<i>bitte ankreuzen</i>)	Befund
<input type="checkbox"/> TB-Quantiferon-in tube (je 1 ml Vollblut) [#] <ul style="list-style-type: none"> ▪ Test-Röhrchen (roter Verschluss) ▪ Negativ-Kontrolle (grauer Verschluss) ▪ Positiv-Kontrolle (lila Verschluss) 	<input type="checkbox"/> positiv Test-Wert: IU/ml <input type="checkbox"/> negativ Positiv-Kontrolle: IU/ml <input type="checkbox"/> unschlüssig
<input type="checkbox"/> ELISPOT-TBC (<i>nur nach Rücksprache</i>) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Li-Heparin-Blut (1x9 ml, oranges Röhrchen) <input type="checkbox"/> BAL-Flüssigkeit <input type="checkbox"/> Pleurapunktat <input type="checkbox"/> Liquor <input type="checkbox"/> Aszites 	<u>Peripheres Blut (B):</u> <input type="checkbox"/> positiv Test-Wert: SFC <input type="checkbox"/> negativ Positiv-Kontrolle: SFC <input type="checkbox"/> unschlüssig <hr/> <u>Anderes Material (X):</u> <input type="checkbox"/> positiv Test-Wert: SFC <input type="checkbox"/> negativ Positiv-Kontrolle: SFC <input type="checkbox"/> unschlüssig <hr/> <u>Quotient X/B:</u>
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

[#] – Röhrchen über Bessy Material-Nr. 60077614
 – Abnahmetage Montag bis Donnerstag, **Freitag nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache**
 – Abnahme mit Vacutainer-Adapter sinnvoll (genaues Volumen von 1 ml), Lagerung bei Raumtemperatur
 – Proben **am gleichen Tag bis 16 Uhr** ins Infektiol. Labor (A-Trakt, Erdgeschoß, zwischen Innere und Chirurgie, vor dem Friseur rechts) bringen lassen
 – weitere Informationen unter: <http://www.if-freiburg.de/Diagnostik.html>

Bemerkungen

Ergebnis unter Immunologie im Medoc (aktuell: jeweils am folgenden Freitag-Nachmittag)