

Infektiologisches Labor

Wo finden Sie uns?	Im A-Trakt der Medizinischen Klinik, Rm 050, Hugstetter-Str. 55, 79106 (Wegbeschreibung)
Wie erreichen Sie uns?	Tel. 0761/270-35240, Fax 0761/270-35990, e-mail: vavra@if-freiburg.de
Wann erreichen Sie uns?	Öffnungs-/Probeannahmezeiten: Montag - Donnerstag von 8 ⁰⁰ bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung.

Diagnostisches Spektrum

Derzeit bieten wir Tuberkulose-spezifische Interferon-g-Release-Assays (Quantiferon TB Gold in tube; T.SPOT-TB) zur Diagnose der latenten (Routine) und aktiven Tuberkulose (Evaluation, nur ELISPOT) an. Bitte beachten Sie, daß ein negatives Testresultat eine aktive Tuberkulose nicht ausschliesst. Bei Interpretationsfragen bitte telefonische Rücksprache unter 12-1826 oder 12-1818.

- Quantiferon TB Gold in tube: - im Vollblut zur Diagnose einer latenten Tuberkulose (Routine); siehe [FAQs](#)
- T.SPOT-TB: - im Vollblut (Abnahme von 9 ml in orangenen Lithium-Heparin-Röhrchen) zur Diagnose einer latenten Tuberkulose (nach Rücksprache) - in der BAL (bei negativer Sputummikroskopie), im Pleuraerguß, Aszites, Liquor (10e6 Zellen notwendig) zur Diagnose einer aktiven Tuberkulose, jeweils parallel zur Diagnostik im Vollblut (im Einzelfall nach Rücksprache).

Den Anforderungszettel können Sie hier herunterladen: [Anforderungsbogen Infektiologische Diagnostik](#) (pdf)